


Forsus™
Fatigue Resistant Device
EZ Module



Efficiente, affidabile

Correzione di Classe II

**Sempre più semplice da installare,
basta un "click"**



La nuova clip del sistema Forsus™ EZ, facile da installare con un semplice "click", è l'ultima innovazione nello sviluppo dei Correttori di Classe II. Con il Forsus EZ avete un'opzione Forsus in più con un dispositivo fisso che si installa facilmente ed è particolarmente resistente alla rottura. Il nuovo Forsus EZ presenta una clip dal design unico che entra con un click in un tubo standard per trazione extraorale occlusale, semplicemente inserendola con una pinza tipo Weingart. Gli stop mesiale e distale sulla clip assicurano un preciso posizionamento.

Non sono generalmente richiesti aggiustamenti o regolazioni del dispositivo.

È così semplice. Il Forsus EZ è un dispositivo pronto all'uso che può migliorare la vostra produttività e ridurre il tempo del paziente alla poltrona con un semplice "click".



3M Unitek

Comfort per il paziente ed efficienza del trattamento

La forza e la sicurezza di Forsus EZ si combinano nel suo design con il comfort per il paziente.


Un braccio anti-rotazionale previene la rotazione del modulo EZ che potrebbe causare disagio al paziente ed irritazione dei tessuti molli.

La molla telescopica a tre componenti si adatta perfettamente al vostro sistema di attacchi e il design intraorale è più confortevole e gradito dai vostri pazienti.


L'efficienza del trattamento è migliorata dalla provata resistenza all'affaticamento e dalle forze uniformi e costanti rilasciate dal sistema Forsus EZ. Maggiore resistenza all'affaticamento significa minori possibilità di rottura e ridotta necessità di pianificare appuntamenti per la sostituzione della molla. Forze uniformi producono risultati più prevedibili e in tempi più brevi rispetto ad altri correttori di Classe II, anche senza la collaborazione del paziente.

Altre soluzioni oggi disponibili non possono competere con il sistema Forsus EZ in termini di semplicità di installazione, resistenza, affidabilità e soddisfazione del paziente.


Ciclo di vita della molla



Decadimento della forza



Fonte dei dati: Laboratori 3M Unitek



- Resistente all'affaticamento per ridurre la rottura
- Clip del modulo Forsus EZ, da inserire con un "click"
- Braccio anti-rotazionale
- Il tubo buccale per trazione extraorale in posizione occlusale si posiziona con sicurezza nella scanalatura della clip
- La molla telescopica coassiale a tre componenti è disegnata per consentire una migliore apertura della bocca da parte del paziente
- Il pistone si attacca direttamente sull'arco

3M

3M Unitek
3M Italia S.p.A.
Via San Bovio, 3
Loc. San Felice
20090 Segrate MI
Tel. 02 70351
Fax 02 70352484

© 3M 2008. Tutti i diritti riservati